


■製品スペック



ウェルビー レギュラータイプ(無地)

種類	ジャンボ	ピロー	ウェーブ	ブーメラン(大)	ブーメラン(小)	スティック(大)	スティック(小)	ミニ
型番	PC-WR-J1	PC-WR-P1	PC-WR-W1	PC-WR-B1	PC-WR-B2	PC-WR-S1	PC-WR-S2	PC-WR-M1
サイズ(cm)	幅83×長83	幅40×長90	幅75×長65	幅50×長90	幅44×長74	幅20×長60	幅20×長40	幅30×長50
質量(kg)	2.0	1.0	1.0	1.0	0.8	0.4	0.25	0.3
TAISコード	00563-000028	00563-000029	00563-000031	00563-000032	00563-000033	00563-000034	00563-000035	00563-000030
希望小売価格(税込)	22,000円	12,100円	15,400円	12,650円	11,000円	7,700円	6,050円	6,050円

材質(中身): ポリエステル綿/ポリスチレンビーズ (ミニタイプはポリエステル綿のみ)
 材質(生地): ポリエステル



レギュラー

ウェルビー メッシュタイプ(チェック柄)

種類	ジャンボ	ピロー	ウェーブ	ブーメラン(大)	ブーメラン(小)	スティック(大)	スティック(小)	ミニ
型番	PC-WM-J1	PC-WM-P1	PC-WM-W1	PC-WM-B1	PC-WM-B2	PC-WM-S1	PC-WM-S2	PC-WM-M1
サイズ(cm)	幅83×長83	幅40×長90	幅75×長65	幅50×長90	幅44×長74	幅20×長60	幅20×長40	幅30×長50
質量(kg)	2.0	1.0	1.0	1.0	0.8	0.4	0.25	0.3
TAISコード	00563-000036	00563-000037	00563-000039	00563-000040	00563-000041	00563-000042	00563-000043	00563-000038
希望小売価格(税込)	27,500円	14,300円	18,150円	17,050円	14,300円	8,250円	7,150円	7,150円

材質(中身): ポリエステル綿/ポリスチレンビーズ (ミニタイプはポリエステル綿のみ)
 材質(生地): 表地: ポリエステル76%・ナイロン24% (旭化成フュージョン®使用) 裏地: ポリエステル




メッシュ

ウェルビー 専用 超撥水カバー(別売)

種類	ジャンボ	ピロー	ウェーブ	ブーメラン(大)	ブーメラン(小)	スティック(大)	スティック(小)	ミニ
型番	PC-W-J1-SC	PC-W-P1-SC	PC-W-W1-SC	PC-W-B1-SC	PC-W-B2-SC	PC-W-S1-SC	PC-W-S2-SC	PC-W-M1-SC
希望小売価格(税込)	7,700円	6,050円	6,050円	6,050円	5,500円	4,950円	4,400円	3,300円

材質: ポリエステル 超撥水加工 耐久性が高く、100回洗濯後も撥水性能を維持します。

●サイズ、質量は目安の数値です。



Taica Wellness

ポジショニングクッション



あらゆる姿勢に
 フィットする柔らかさ。



お問い合わせ先

Taica Wellness

株式会社タイカ ウェルネス事業本部

〒125-0054 東京都葛飾区高砂5-39-4

TEL:03-5648-6630 FAX:03-5648-6640

ホームページ <https://taica.co.jp/pla/>

フリーダイヤル ☎0120-152047



身体にフィットし、さまざまな姿勢に対応するポジショニングクッション。



Feature. 1

高いフィット性

極小ビーズとわた

中材に「極小ビーズ」と「わた」を使用。「極小ビーズ」が隙間を埋めるように身体のラインにフィットし、「わた」がその形を保ちます。

■身体のラインにフィット



中材はゆったりと余裕を持たせてあるため、自由に動かせ、身体のラインに沿う。

■中材



「極小ビーズ」と「わた」をバランスよく配合。

Feature. 2

通気性と吸湿速乾性に配慮

生地

中材を包む生地は、滑りにくく、通気性や吸湿速乾性に配慮した素材を使用しています。

また、メッシュタイプの表面は、さらに通気性に優れた3D構造のメッシュ素材を使用しています。

■こだわりの通気性と吸湿速乾性



レギュラータイプ全面
メッシュタイプ裏面



メッシュタイプ表面

Feature. 3

多彩なラインアップ


8種類

形や大きさの異なる8種類をラインアップ。身体の部位や大きさに合わせ、ウェルピーの種類をお選びいただけます。



ウェルピーの使用例

身体を支える
(30度側臥位)



スティック(大) & スティック(小) & ミニ

体圧を分散する
(より広い面で身体を支える)



ジャンボ & プーメラン(小) & ウェーブ & スティック(大) & ピロー

姿勢を保持する
(車いすの背もたれと背中との隙間を埋める)



スティック(小)×2個

緊張を緩和する
(車いす使用時の上体を起こす)



プーメラン(大)

For a better environment
よりよい環境のために



レギュラータイプ



メッシュタイプ

ウェルピー専用 超撥水カバー (別売)

汚れがつきにくい超撥水加工

繊維表面を炭化フッ素のナノ粒子で覆っているため、優れた撥水性を発揮し、汚れがつきにくくなっています。また、耐久性が高く、100回洗濯後も撥水性を維持します。



フィット感を損なわない柔らかさ

生地には通気性と柔らかさに富んだ鹿の子生地を使用。ウェルピーのフィット感を損なわず、快適にお使いいただけます。

